

|                       |                                                   |            |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| File Name:            | 41_002589_94515637-1_ageLOC-WellSpa-iO-UserManual |            |              |
| Formula:              | Device Master Record (DMR)                        |            |              |
| Dimensions and Colors | 0.0" length                                       | 6.5" width | 3.75" height |
| PMS Color             | PMS Color                                         | PMS 2138   | PMS Color    |
| CMYK                  | PMS Color                                         | PMS Color  | PMS Color    |



ageLOC®  
WellSpa iO™



PANDUAN CEPAT UNTUK MEMULAI






## DAFTAR ISI

|                                                               |     |                                   |    |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|
| Isi Sistem dan Komponen                                       | 1–2 | Perawatan                         | 13 |
| Informasi Keselamatan, Peringatan dan Kehati-hatian           | 3   | Informasi Penggantian dan Garansi | 13 |
| Pengisian Daya ageLOC® WellSpa iO™                            | 6   | Hak Paten                         | 13 |
| Menghubungkan ageLOC WellSpa iO dengan Aplikasi Nu Skin Vera® | 7   | Informasi Teknis & Regulatori     | 14 |
| Memasangkan ageLOC WellSpa iO Anda                            | 7   | Arti Simbol-simbol                | 14 |
| Menggunakan ageLOC WellSpa iO Anda                            | 8   |                                   |    |
| Membersihkan dan Merawat ageLOC WellSpa iO Anda               | 10  |                                   |    |
| Tips Pemecahan Masalah                                        | 11  |                                   |    |




# ISI SISTEM

## Panduan Memulai Cepat




Adaptor pengisi daya USB tidak termasuk

ageLOC® WellSpa iO™ Perangkat



## ISI KOMPONEN





## INFORMASI KESELAMATAN, PERINGATAN DAN KEHATI-HATIAN

ageLOC® WellSpa iO™ dan pengisi daya nirkabel ageLOC WellSpa iO dipesan pada tekanan setara ketinggian 4000m. Perangkat memiliki baterai yang tidak bisa diganti.

### W PERINGATAN

 Hanya gunakan Pengisi Daya Nirkabel ageLOC WellSpa iO yang disediakan untuk mengisi ulang perangkat Anda.

- Gunakan ageLOC® WellSpa iO™ hanya pada kulit yang sehat.
- Jangan digunakan pada kepala/wajah, leher, tenggorokan, dada, *décolleté*, atau pangkal paha. Jangan gunakan pada area kulit yang tidak memiliki sensasi normal karena dapat menyebabkan iritasi.
- Jangan gunakan jika Anda memiliki luka terbuka, luka, atau ruam, rentan terhadap *pityriasis rosea*, memiliki alergi terhadap logam, atau jika Anda memiliki kulit sensitif berlebihan.
- Jangan gunakan pada kulit yang bengkak, merah, infeksi atau meradang; teriritasi, atau pada kulit yang erupsi (*seperti phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins*).
- Jangan gunakan pada/dekat lesi kanker atau jaringan yang sakit.

- Jangan sentuh orang lain atau komponen/barang bertegangan listrik saat menggunakan perangkat.
- Jangan gunakan untuk waktu yang lama atau lebih sering dari yang disarankan.
- Jangan gunakan saat mandi. Jangan merendam perangkat Anda dalam air.
- Jangan gunakan jika Anda memakai alat jantung implan (misalnya; monitor jantung, ICD, alat pacu jantung, alarm EKG).
- Konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan jika Anda memiliki kulit sensitif, epilepsi, memakai tindakan tubuh, memiliki implan logam, atau sakit. Segera hentikan pemakaian jika mengalami iritasi berkepanjangan, perih atau kemerahan dan hubungi dokter.
- Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kecenderungan perdarahan, mudah memar, sedang hamil atau mungkin hamil, atau menjalani prosedur pembedahan baru-baru ini.





## INFORMASI KESELAMATAN, PERINGATAN DAN KEHATI-HATIAN

- Konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan jika Anda memiliki kondisi medis yang sedang berlangsung atau sebelumnya seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi atau gangguan hati.
- Jauhkan perangkat dan pengisi daya dari jangkauan anak-anak.
- Lepas perhiasan atau hiasan logam lainnya yang Anda kenakan memulai perawatan.
- Jangan gunakan dengan perangkat lain, termasuk beberapa perangkat ageLOC WellSpa iO, pada saat yang sama.
- ageLOC WellSpa iO hanya untuk penggunaan pribadi.
- Hanya gunakan pengisi daya ageLOC WellSpa iO nirkabel. Aksesori charger lainnya tidak boleh digunakan pada ageLOC WellSpa iO.
- Selalu letakkan perangkat dan pengisi daya Anda di tempat yang kering, tahan panas, dan stabil permukaannya.
- Jangan biarkan pengisi daya terpasang saat tidak digunakan atau setelah perangkat terisi penuh.
- Jangan gunakan bahan kimia keras atau pengkilap pada perangkat atau pengisi daya Anda.
- Untuk mengurangi resiko shock, tersetrum, terbakar atau kecelakaan, jangan letakkan atau simpan perangkat atau pengisi daya Anda di tempat yang dapat jatuh atau tertarik ke dalam air.
- Jangan letakkan atau menyimpan di tempat yang memungkinkan perangkat jatuh atau tertarik ke dalam bak mandi, atau toilet.
- Jangan simpan di dekat sumber panas seperti radiator, api, atau lubang angin panas. Jangan tinggalkan di dalam kendaraan yang panas.
- Jangan tinggalkan perangkat ageLOC WellSpa iO di lingkungan yang sangat dingin dalam jangka waktu lama.
- Jangan gunakan saat mengemudi, mengoperasikan mesin, atau melakukan aktivitas apa pun di mana stimulasi listrik dapat menempatkan Anda pada resiko cedera.
- Secara berkala periksa kerusakan; jangan pernah mengoperasikan perangkat jika sudah rusak. Jika perangkat rusak atau tidak berfungsi, hubungi Dukungan Layanan Nu Skin.
- Jangan memodifikasi perangkat dengan cara apa pun.





## SUHU


Penyimpanan dan pengisian daya perangkat yang ideal dilakukan pada suhu kamar, antara 20°C dan 24°C (68°F hingga 75°F). Hanya simpan perangkat di lingkungan antara 5°C dan 45°C (41°F hingga 113°F). Penyimpanan dan pengisian daya di luar rentang ini akan berdampak buruk pada baterai, simpul logam, dan pengoperasian perangkat. Suhu yang sangat tinggi atau lingkungan yang panas, (misalnya, di atas 50°C/122°F, sinar matahari langsung, di dalam kendaraan dalam kondisi yang sangat panas, dll.) dapat menyebabkan panas berlebih dan kondisi bencana lainnya yang sangat memengaruhi kinerja dan masa pakai perangkat. Suhu yang sangat rendah atau lingkungan beku dapat menyebabkan kerusakan permanen pada simpul logam dan pengoperasian.



## MENGISI DAYA PERANGKAT AGELOC® WELLSPA iO™ ANDA

Indikator baterai akan berubah menjadi kuning saat baterai hampir habis.

- Sebelum mengisi daya, pastikan perangkat dan pengisi daya benar-benar kering.
- Colokkan pengisi daya ke adaptor USB lalu ke stopkontak. Tempatkan perangkat pada pengisi daya untuk mulai mengisi daya.
- Saat perangkat mengisi daya, indikator baterai berkedip hijau.
- Saat perangkat terisi penuh, indikator baterai akan menyala hijau pekat.
- Cabut pengisi daya saat tidak digunakan atau setelah perangkat terisi penuh.



### CATATAN

Saat baterai hampir habis, lampu indikator akan berkedip kuning, dan perangkat akan mati ketika pengguna mencoba untuk menghidupkannya. Ini menunjukkan tidak ada cukup baterai tersisa untuk melakukan sesi.



Baterai isi ulang kami membantu mengurangi limbah. Kami mengajak Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang inisiatif keberlanjutan dengan mengunjungi [nuskin.com/sustainability](https://nuskin.com/sustainability).

## MENGHUBUNGKAN AGELOC® WELLSPA iO™ ANDA KE APLIKASI VERA®

Untuk membuka pengalaman lengkap ageLOC WellSpa iO, gunakan kode QR di sampul untuk mengunduh aplikasi Vera® Nu Skin dari App Store atau Google Play. Ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk menghubungkan perangkat Anda.



## MEMASANGKAN AGELOC® WELLSPA iO™ ANDA

1. Unduh aplikasi Nu Skin Vera®.
2. Pastikan Bluetooth®\* ponsel Anda diaktifkan.
3. Masuk ke Nu Skin Vera.
  - Sudah memiliki akun Nu Skin? Gunakan untuk masuk.
  - Baru di Nu Skin? Daftar—mudah!
4. Ketuk “Perangkat” di bilah navigasi.
5. Ketuk “Pasangkan Perangkat Baru”
6. Jika perangkat mati, tekan tombol Daya untuk menghidupkan perangkat.
7. Ketuk “Hubungkan”
8. Perangkat akan dipasangkan, dan selesai!

\* The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by NSE Products, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**CATATAN:** App Store adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lain. Google Play adalah merek dagang dari Google LLC.



## MENGGUNAKAN AGELOC® WELLSPA iO™ ANDA

Perawatan dengan sistem perangkat ageLOC WellSpa iO bisa Anda lakukan hingga 5 menit, 3 kali seminggu ataupun setiap hari, pada area tubuh.

### LANGKAH 1. GUNAKAN AGELOC BODY SERUM ATAU AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Oleskan serum atau gel perawatan secara merata di bagian-bagian yang akan dirawat.

### LANGKAH 2. MEMULAI SESI

Tekan tombol daya untuk menghidupkan perangkat. Kelima lampu indikator akan menyala saat pertama kali dihidupkan. Jumlah lampu indikator yang menyala menunjukkan waktu sesi. Setiap kali Anda menekan tombol Daya, Anda memilih waktu baru. Tekan tombol Daya lagi hingga Anda memilih waktu pilihan Anda dari 1 - 5 menit. Perangkat Anda akan mengingat pengaturan Anda untuk sesi berikutnya. Tempatkan perangkat di area kulit yang telah dioleskan serum atau gel. Perangkat akan mengeluarkan bunyi, dan sesi Anda akan dimulai secara otomatis. Mulai sesi baru untuk masing-masing daerah yang dirawat.

### LANGKAH 3. SELAMA SESI

Gulirkan perangkat dengan ringan di atas kulit Anda. Berhati-hatilah untuk menghindari area sensitif. Setiap menit akan dihitung mundur dengan bunyi nada dan lampu indikator mati.


- Kurangnya produk atau kehilangan kontak dengan kulit Anda akan menyebabkan aliran arus ageLOC WellSpa iO terhenti dan menyebabkan bunyi.
- Lanjutkan dengan menempatkan Simpul Logam pada kulit Anda dan/atau mengoleskan lebih banyak produk sesuai kebutuhan untuk memastikan perangkat bergulir dengan lancar. Lihat Panduan Pengguna untuk info lebih lanjut.
- Perangkat akan memberikan bunyi peringatan jika Anda menggerakkan perangkat terlalu cepat.
- Untuk mematikan perangkat kapan saja, cukup tahan tombol Daya hingga lampu mati..



#### LANGKAH 4. SESI SELESAI

Di akhir sesi Anda, perangkat akan mengeluarkan bunyi dan mati secara otomatis. Anda akan mendengar suara yang sama saat Anda mematikan perangkat secara manual. Pijat kelebihan serum atau gel ke dalam kulit Anda.

Lihat diagram di bawah untuk area penggunaan yang disarankan dan Nu Skin Vera® untuk instruksi penggunaan lengkap.



## MEMBERSIHKAN DAN MERAWAT AGELOC® WELLSPA iO™ ANDA

Gunakan kain basah untuk menghilangkan sisa produk, debu atau kotoran dari alat dan pengisi daya. Lap hingga benar-benar bersih. Simpan di tempat sejuk dan kering.

Jangan rendam perangkat dalam air atau cairan lain. Gunakan kain kering dan halus untuk mengeringkan bagian luar permukaan perangkat



## TIPS PEMECAHAN MASALAH

### HILANGNYA KONDUKTIVITAS SELAMA PENGGUNAAN

Jika simpul logam kehilangan kontak dengan kulit Anda, arus akan terputus, menyebabkan ageLOC WellSpa iO berhenti sejenak, mengeluarkan nada, dan lampu indikator menyala.

**TIP PRO:** Kurangnya serum atau gel dapat menyebabkan hilangnya konduktivitas. Usapkan lebih banyak produk ke kulit Anda dan pastikan perangkat bersentuhan dengan kulit Anda dan produk untuk penggunaan optimal.

### PERINGATAN GERAKAN SELAMA PENGGUNAAN

Perangkat akan mengeluarkan suara jika Anda bergerak terlalu cepat. Sesi akan dilanjutkan secara otomatis saat Anda melanjutkan dengan kecepatan gerakan yang benar. Gulirkan perangkat secara perlahan di atas area yang ditargetkan.

### RESET KONEKSI BLUETOOTH®

Jika Anda mengalami masalah saat memasangkan dengan Nu Skin Vera® atau jika Anda perlu memutuskan pemasangan perangkat Anda dari ponsel, lakukan pengatur ulang Bluetooth.

1. Putuskan sambungan dari Nu Skin Vera di dalam aplikasi dengan membuka Pengaturan Perangkat > Lupakan Perangkat ini.
2. Putuskan sambungan telepon Anda.
  - **iPhone:** Buka Pengaturan ponsel Anda > Bluetooth® > Perangkat Saya > NuSkinBDiO > Lupakan Perangkat Ini.
  - **Android:** Navigasikan ke Setelan ponsel Anda > Koneksi > Bluetooth > ikon Setelan > Lupakan/Lepaskan.
3. Tempatkan ageLOC WellSpa iO pada pengisi daya.
4. Tekan dan tahan tombol Daya selama 5 detik.

#### Tunggu:

- Lampu indikator 1–5 berkedip sekali.

\*Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh NSE Products Inc. berada di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik masing-masing pemiliknya.

## PENGATURAN PABRIK

Untuk mengatur ageLOC® WellSpa iO™ Anda kembali ke setelan pabrik:

1. Putuskan sambungan dari Nu Skin Vera di dalam aplikasi dengan membuka Pengaturan Perangkat > Lupakan Perangkat ini.
2. Putuskan sambungan dari telepon Anda.
  - **iPhone:** Buka Pengaturan ponsel Anda > Bluetooth® > Perangkat Saya > NuSkinBDiO > Lupakan Perangkat Ini.
  - **Android:** Navigasikan ke Setelan ponsel Anda > Koneksi > Bluetooth > ikon Setelan > Lupakan/Lepaskan
3. Tempatkan ageLOC WellSpa iO pada pengisi daya.
4. Tekan dan tahan tombol daya selama 10 detik.

### Tunggu:

- Lampu indikator 1–5 berkedip sekali.

### Tekan dan tahan terus hingga semua lampu:

- indikator berkedip 3 kali (pada 10 detik).



## CATATAN

ageLOC WellSpa iO secara otomatis menyimpan informasi kualitas dan penggunaan. Saat perangkat disetel ulang ke setelan pabrik, beberapa data penggunaan perangkat akan disimpan untuk tujuan kualitas. Untuk melihat pemberitahuan privasi Nu Skin, kunjungi:

-[https://www.nuskin.com/en\\_US/corporate/privacy.html](https://www.nuskin.com/en_US/corporate/privacy.html)

## PEMBUANGAN PERANGKAT

Anda harus membuang ageLOC® WellSpa iO dengan benar menurut undang-undang dan peraturan setempat. Perangkat tersebut berisi komponen elektronik dan baterai lithium-ion, yang memerlukan pembuangan terpisah dari limbah rumah tangga. Ketika ageLOC WellSpa iO mencapai akhir masa pakainya, hubungi pengelolaan limbah setempat untuk mempelajari tentang opsi pembuangan dan daur ulang yang benar.



Buang baterai dengan benar di area Anda.





## PERAWATAN

Lihat “Membersihkan dan Merawat ageLOC® WellSpa iO™ Anda”

### PERBAIKAN

Jangan mencoba memperbaiki perangkat sendiri, karena hal ini akan membatalkan garansi apa pun. Tidak ada suku cadang yang dapat diservis oleh pengguna. Silakan lihat bagian garansi untuk servis.

## INFORMASI MENGENAI PENGANTIAN DAN JAMINAN

**Jaminan satu-tahun yang terbatas:** Nu Skin menjamin bahwa ageLOC® WellSpa iO bebas dari cacat terkait dengan bahan ataupun pengerjaan untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal pembelian asli oleh konsumen. Jaminan ini tidak termasuk kerusakan pada produk akibat kesalahan penggunaan atau kecelakaan. Jika produk menjadi cacat dalam jangka waktu jaminan satu tahun, Anda bisa menghubungi kantor Nu Skin yang terdekat di kota Anda untuk mengatur pengantiannya. Jika perangkat Anda sudah tidak dipasarkan lagi, Nu Skin bisa menggantinya dengan produk baru yang sesuai atau melebihi spesifikasi dan kinerja perangkat Anda.

Dalam kasus demikian, Nu Skin mungkin akan meminta Anda untuk membayar selisih harga antara perangkat Anda dan produk yang baru. Pasar Anda dapat menawarkan perpanjangan masa garansi bagi produk yang Anda beli di pasar setempat. Kunjungi situs Nu Skin negara Anda atau hubungi Layanan Dukungan Nu Skin di tempat Anda.



## HAK PATEN

Patent Internasional dan AS dalam pengurusan.

## INFORMASI TEKNIS DAN REGULASI

ageLOC® WellSpa iO™

Daya Keluar Maksimum:

22V, 640 $\mu$ A, 0.414Hz




Pengisi Daya Nirkabel ageLOC WellSpa iO

Daya Masuk: 5V  $\equiv$  min 500mA



## ARTI SIMBOL-SIMBOL

| Simbol                                                                            | Arti                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | Peringatan                                              |
|  | Buang Baterai pada tempat yang diizinkan di daerah Anda |
|  | Perlindungan Kejut Dua Tingkat                          |
|  | Isi daya hanya dengan pengisi daya yang disediakan      |
|  | Arus Langsung                                           |



DIJUAL SECARA EKSKLUSIF OLEH DISTRIBUTOR RESMI PT NUSA SELARAS INDONESIA.  
DIPRODUKSI OLEH ROSTI INTEGRATED MANUFACTURING SOLUTIONS (SUZHOU) CO.,LTD.  
DIIMPOR OLEH PT NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA, AREA GD, CITY PLAZA 10TH FLOOR SUITE 1002B JL. JEND GATOT SUBROTO NO 44 KUNINGAN BARAT  
MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN, INDONESIA ©2023, 22 NSE PRODUCTS, INC  
41 002589 94515637/1